

Vanwege het ontbreken van een Nederlandstalige handleiding hieronder kort de belangrijkste stappen omschreven. Tevens een afbeelding waarin de twee bedieningsknoppen worden uitgelicht.

- Plaats voor het eerste gebruik twee AAA batterijen in de thermometer (niet meegeleverd).
- Zet de thermometer aan via de thermometer-knop (knop onder de M-knop)
- De thermometer springt aan en zal automatisch de laatst gemeten temperatuur weergeven
- Na 2 seconden zal de instellingsmodus weergegeven worden (persoon / object)
- Wissel indien gewenst naar de andere meetmodus via de M-knop (persoon / object), dit wordt weergegeven met een symbool (gezicht / huis)
- Zorg voor de lichaamstemperatuurmeting via het voorhoofd dat de thermometer in de persoonsmeetmodus staat ingesteld
- Druk op de temperatuur-knop om de meting te starten
- Na ongeveer 1 seconde zal er een zachte en hoge piep te horen zijn en zal het meetresultaat af te lezen zijn op het display
- Thermometer standby (uit) zetten: houdt de temperatuur-knop minstens 3 seconden ingedrukt in de meetmodus
- Weergave opgeslagen meetresultaten: druk in de standby modus (als de meter dus uitstaat) **kort** op de M-knop
- Naar instellingsmenu: houdt de M-knop **lang** ingedrukt tijdens de standby modus (als de meter dus uitstaat). In het instellingsmenu kunt u betreffende parameters/instellingen aanpassen via de M-knop en bevestigen via de thermometer-knop. Hier stelt u bijvoorbeeld de pieptoon aan of uit, en de temperatuur grenswaarden vanaf welke temperatuur het scherm oranje en rood dient te kleuren.

Er zit een plastic cover op het beeldscherm ter bescherming welke u na ontvangst zelf kunt verwijderen.

## Het gebruik

### De temperatuur-knop

- Zet de thermometer aan via de thermometer-knop.
- Druk op de temperatuur-knop om de meting te starten.
- Na ongeveer 1 seconde zal er een piep te horen zijn en zal het meetresultaat af te lezen zijn op het display.
- Zet de thermometer makkelijk op standby door de temperatuur-knop minstens 3 seconden ingedrukt te houden.



### De M-knop

- Meetresultaten: druk in de standby modus kort op de M-knop.
- Naar instellingsmenu: houd de M-knop lang ingedrukt tijdens de standby modus.
- Weergave opgeslagen meetresultaten: druk in de standby modus kort op de M-knop.
- Wissel indien van meetmodus via de M-knop (persoon / object).